

Angående provförsändelser

Stammar som skickas till oss för identifiering sätts på Copan-rör eller liknande transportmedium och förpackas i avsedd transporthylsa, som läggs med absorberande material i transportlåda med förtryckt UN3373 Diagnostiska prover. Sarstedt har lådor med artikelnr 95.902 som passar för transportmedierören. Copan-rör kan vid behov beställas på vår postexpedition (Bakteriologen, Sahlgrenska).

Lådan skickas till: **OBS! Ny adress!**

CCUG-Mikrobkemi, Bakteriologen SU

Box 7193

402 34 Göteborg

Vår besöksadress är fortfarande, Guldhedsgatan 10A, 413 46 GBG

Om ni har frågor om provförsändelser, kontakta oss på telefon, fax eller via e-mail.

CCUG tel: +46.31.3424702

CCUG fax: +46.31.829617

CCUG e-mail: lab@ccug.se

Postexpedition tel: +46.31.3424664