



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,  
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

## (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ)

(21), (22) Заявка: 2009120284/22, 28.05.2009

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:  
28.05.2009

(45) Опубликовано: 10.10.2009 Бюл. № 28

Адрес для переписки:  
170023, г.Тверь, а/я 2365, Е.Н. Ратовой

(72) Автор(ы):

Ковалёв Сергей Александрович (RU),  
Ковалёва Ангелина Андреевна (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Ковалёв Сергей Александрович (RU),  
Ковалёва Ангелина Андреевна (RU)

## (54) ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ПОПОНА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

## (57) Формула полезной модели

1. Послеоперационная попона для животных, выполненная из мягкой гигроскопичной ткани с вырезами на боковых и задней сторонах и включающая шейный, средний и хвостовой участки с фиксирующими элементами, отличающаяся тем, что фиксирующие элементы, расположенные по бокам шейного и среднего участков выполнены в виде ленты «Велкро», при этом на шейном участке ленты прикреплены перпендикулярно кромке, а на среднем участке с одного бока попоны мягкий элемент ленты прикреплен с наружной стороны перпендикулярно кромке, а с другого бока жесткий элемент ленты прикреплен вдоль края попоны с двух сторон, с внутренней и наружной, средний и шейный участки соединены между собой эластичной лентой, прикрепленной с одной и/или с обеих боковых сторон попоны, с возможностью расположения эластичной ленты при одетой попоне вдоль хребта животного, по краям хвостового участка попоны прикреплены концы петли с закрепленной на ней полоской мягкого элемента ленты «Велкро».

2. Послеоперационная попона по п.1, отличающаяся тем, что лента «Велкро», расположенная с наружной стороны попоны, не доходит до края со стороны шейного участка на 2 см.

3. Послеоперационная попона по п.1, отличающаяся тем, что эластичная лента закреплена между крайними элементами ленты «Велкро» шейного и среднего участков с шейной стороны попоны.

4. Послеоперационная попона по п.1, отличающаяся тем, что попона выполнена из ткани спанбонд, и/или из мелтблаун, и/или фибрелла, и/или хлопка, и/или вискозы.

5. Послеоперационная попона по п.1, отличающаяся тем, что ширина в средней части соответствует 0,52-1,25 м, длина изделия 0,425-1,35 м, длина эластичного элемента 0,1-0,45 м, длина петли, прикрепленной в хвостовом участке 0,42-1,2 м, а длина закрепленной на петле полоски из мягкого элемента ленты «Велкро» от 0,09 до 0,20 м.

