



# Produktliste **TECHLAB®**

Ihr zuverlässiger Partner für die Diagnostik

# Ihr Kontakt zu sifin

## Sie erreichen uns persönlich

Montag bis Donnerstag

Freitag

Zentrale

7:30 bis 16:15 Uhr

7:30 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 30 700 144-0

E-Mail: [info@sifin.de](mailto:info@sifin.de)

Kundenservice

Telefon: +49 30 700 144-298 oder

+49 30 700 144-296

E-Mail: [p.dietzel@sifin.de](mailto:p.dietzel@sifin.de) oder

[n.warzecha@sifin.de](mailto:n.warzecha@sifin.de)

## Bestellung

Auftragsannahme

Telefon: +49 30 700 144-279

Telefax: +49 30 700 144-30

Telefon: 0800 700 144-0 (kostenfrei)

Telefax: 0800 700 144-3 (kostenfrei)

E-Mail: [info@sifin.de](mailto:info@sifin.de)

## Service Außendienst

[info@sifin.de](mailto:info@sifin.de)

Gebietsleitung Nord-West

Gebietsleitung Nord-Ost

Gebietsleitung Süd

Mobil: +49 176 1232 7872

Mobil: +49 172 1656 325

Mobil: +49 176 1232 7876

## Service TECHLAB

[techlab@sifin.de](mailto:techlab@sifin.de)

Kundenservice

Mobil: +49 176 1232 7872

# TECHLAB® Produktlinie

DIAGNOSTICS WITH PASSION



## QUIK CHEK® Tray

Kunststoffschale ideal zur Positionierung von bis zu 32 QUIK CHEK Tests inkl. aller Reagenzien, die zur Durchführung der Tests erforderlich sind.

**TECHLAB® ist führender Hersteller für Schnelltests und ELISA für die intestinale Diagnostik**

Seit 1989 entwickelt und produziert TECHLAB® in den USA ein breites Portfolio an in-vitro Diagnostika für gastro-intestinale Erkrankungen.

Dazu gehören insbesondere Assays zum Nachweis von:

- *C. difficile*
- *H. pylori*
- Parasitosen, verursacht durch Protozoen
- Lebensmittelbedingte Erkrankungen
- Biomarker bei Darmentzündungen
- Lactoferrinkonzentrationen in Stuhlproben (quantitativ und qualitativ)



# TECHLAB® Produktlinie

## Schnelltests und ELISA

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TL/T30525C TL/T30550C	<b>C. DIFF QUIK CHEK COMPLETE®</b>	Membran-EIA-Schnelltest für den gleichzeitigen Nachweis des <i>C. difficile</i> -Antigens sowie der Toxine A und B in Stuhlproben.	25 Tests/Kit 50 Tests/Kit
TL/TL5025	<b>C. DIFF CHEK™-60</b>	ELISA zum Nachweis des <i>C. difficile</i> -Antigens in Stuhlproben.	96 Tests/Kit
TL/T5015	<b>C. DIFFICILE TOX A/B II™</b>	ELISA zum Nachweis der <i>C. difficile</i> -Toxine A und B in Stuhlproben.	96 Tests/Kit
TL/30390	<b>C. DIFFICILE QUIK CHEK®</b>	Schnelltest zum Nachweis der <i>C. difficile</i> -Glutamat-Dehydrogenase in Stuhlproben.	25 Tests/Kit
TL/30394	<b>TOX A/B QUIK CHEK®</b>	Schnelltest zum Nachweis der <i>C. difficile</i> -Toxine A und B in Stuhlproben.	25 Tests/Kit
TL/T5000	<b>C. difficile Toxin/ Antitoxin Kit</b>	Toxin/ Antitoxintest für den Nachweis von <i>C. difficile</i> -Toxin in klinischen Proben.	96 Tests/Kit
TL/30925	<b>H. PYLORI QUIK CHEK™</b>	Membran-EIA-Schnelltest für den qualitativen Nachweis eines <i>H. pylori</i> -spezifischen Antigens in Stuhlproben.	25 Tests/Kit
TL/T5051	<b>H. PYLORI CHEK™</b>	ELISA für den qualitativen Nachweis eines <i>H. pylori</i> -spezifischen Antigens in Stuhlproben.	96 Tests/Kit
TL/T31025	<b>CAMPYLOBACTER QUIK CHEK™</b>	Membran-EIA-Schnelltest für den qualitativen Nachweis eines <i>Campylobacter</i> -spezifischen Antigens in Stuhlproben.	25 Tests/Kit
TL/T31096	<b>CAMPYLOBACTER CHEK™</b>	ELISA für den qualitativen Nachweis eines <i>Campylobacter</i> -spezifischen Antigens in Stuhlproben.	96 Tests/Kit
TL/T30625	<b>SHIGA TOXIN QUIK CHEK™</b>	Membran-EIA-Schnelltest für den gleichzeitigen qualitativen Nachweis sowie Differenzierung von Stx1 und Stx2 in Stuhlproben bzw. Kulturen aus Stuhlproben.	25 Tests/Kit
TL/T30696	<b>SHIGA TOXIN CHEK™</b>	ELISA für den Nachweis von Stx1 und Stx2 in Stuhlproben sowie Kulturen aus Stuhlproben.	96 Tests/Kit
TL/T5006	<b>C. PERFRINGENS ENTEROTOXIN TEST</b>	ELISA zum Nachweis von <i>C. perfringens</i> -Enterotoxin.	96 Tests/Kit
TL/T30409	<b>E. HISTOLYTICA QUIK CHEK™</b>	Membran-EIA-Schnelltest für den Nachweis des <i>E. histolytica</i> -Adhäsins in Stuhlproben.	25 Tests/Kit
TL/T5017	<b>E. HISTOLYTICA II™</b>	Monoklonales Testverfahren der 2. Generation zum Nachweis des <i>E. histolytica</i> -Adhäsins in Stuhlproben.	96 Tests/Kit

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TL/PT5012	<b>GIARDIA II™</b>	Monoklonaler ELISA zum Nachweis von <i>Giardia lamblia</i> in Stuhlproben.	96 Tests/Kit
TL/30406	<b>CRYPTOSPORIDIUM II™</b>	Monoklonaler ELISA für den Antigen-Nachweis von Cryptosporidium-Oozysten in Stuhlproben.	96 Tests/Kit
TL/30401	<b>GIARDIA/ CRYPTOSPORIDIUM CHEK™</b>	Monoklonaler ELISA für den Antigen-Nachweis von <i>Giardia</i> und Cryptosporidien in Stuhlproben.	96 Tests/Kit
TL/T30407	<b>GIARDIA/ CRYPTOSPORIDIUM QUIK CHEK™</b>	Membran-EIA-Schnelltest für den gleichzeitigen qualitativen Antigen-Nachweis von <i>Giardia</i> -Zysten sowie Cryptosporidium-Oozysten in Stuhlproben.	25 Tests/Kit
TL/T30408	<b>TRI-COMBO PARASITE SCREEN</b>	Monoklonaler ELISA für den Antigen-Nachweis von <i>Giardia</i> , Cryptosporidien und <i>Entamoeba histolytica</i> in Stuhlproben.	96 Tests/Kit
TL/T30355	<b>LEUKO EZ VUE®</b>	Immunchromatographischer Test zum qualitativen Nachweis erhöhter Lactoferrinkonzentration in Stuhlproben.	25 Tests/Kit
TL/T5018	<b>LACTOFERRIN EZ VUE®</b>	Immunchromatographischer Test zum qualitativen Nachweis erhöhter Lactoferrinkonzentration in Stuhlproben.	25 Tests/Kit
TL/T5008	<b>LACTOFERRIN CHEK®</b>	ELISA zum qualitativen Nachweis erhöhter Lactoferrinkonzentrationen in Stuhlproben.	96 Tests/Kit
TL/T5009	<b>LACTOFERRIN SCAN®</b>	ELISA für die quantitative Messung von Lactoferrin in Stuhlproben.	96 Tests/Kit

**NEW**

## QUIK CHEK® Tray

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TL/9000	<b>QUIK CHEK® Tray</b>	Kunststoffschale zur Positionierung von bis zu 32 QUIK CHEK Tests inkl. aller Reagenzien, die zur Durchführung der Tests erforderlich sind. Abwaschbar mit Ethanol.	1 Stück



# sifin

**sifin diagnostics gmbh**

Berliner Allee 317-321  
13088 Berlin, Deutschland

Telefon: +49 30 700 144-0  
Telefax: +49 30 700 144-30  
E-Mail: [info@sifin.de](mailto:info@sifin.de)

[www.sifin.de](http://www.sifin.de)